



Mukosa Resektions Schlinge

- Symmetrische Blattfederschlinge
- Monofiler Flachdraht zur Stabilisation im hinteren Bereich
- Geflochtener Draht im vorderen Schneidebereich





BESTELLINFORMATION SYMMETRISCHE BLATTFEDERSCHLINGE

Artikelnummer	Durchmesser mm	Länge cm	Öffnungsweite x y in mm	VE
99 05 20 11 20 6	2,3	230	x = 10 / y = 30	5
99 05 20 11 21 6	2,3	230	X = 15 / Y = 35	5
99 05 20 11 22 6	2,3	230	X = 20 / Y = 40	5
99 05 20 11 23 6	2,3	230	X = 30 / Y = 60	5

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten!

