

EUS und EBUS-Punktionsnadeln

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)


EUS-FNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Nitinol)

EUS-FNA-Punktionsnadeln (Nitinol)





detaillierte Information

EUS und EBUS-Punktionsnadeln

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EUS-FNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Nitinol)

EUS-FNA-Punktionsnadeln (Nitinol)

- **optimale Sicht der Kanüle** durch „**Lochstruktur**“ unterhalb der Nadelspitze
- knickstabiler Nitinol-Mandrin
- leichtgängiger, knickstabiler Kunststoff-Einführtubus
- hochflexible knickstabile Varianten: Edelstahl & **100% Nitinol** Nadeln

	Bestell-Nr. Artikel	Beschreibung	Schliff		Nadel Ø Gauge	Nadel mm	Ø mm	Länge mm	VE
OLYMPUS FUJIFILM PENTAX	UN-A-19-11-80-16-1375	FNA Edelstahl EUS	Facettenschliff		19	1,1	1,6	1375	1
	UN-A-22-07-80-16-1375	FNA Edelstahl EUS	Facettenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
	UN-B-22-07-80-16-1375	FNB Edelstahl EUS	Kronenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
	UN-D-22-07-80-16-1375	FNB Nitinol EUS	Kronenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
	UN-C-22-07-80-16-1375	FNA Nitinol EUS	Facettenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
OLYMPUS FUJIFILM	UN-A-19-11-50-16-715	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		19	1,1	1,6	715	1
	UN-A-22-07-50-16-715	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		22	0,7	1,6	715	1
	UN-B-22-07-50-16-715	EBUS-TBNB, Edelstahl	Kronenschliff		22	0,7	1,6	715	1
PENTAX	UN-A-22-07-50-16-670	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		22	0,7	1,6	670	1
	UN-A-19-11-50-16-670	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		19	1,1	1,6	670	1
	UN-B-22-07-50-16-670	EBUS-TBNB, Edelstahl	Kronenschliff		22	0,7	1,6	670	1

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.

