


## Reinigungsbürsten

sterile Reinigungsbürste zur Beprobung der Arbeitskanäle an Endoskopen

- doppelseitig, steril
- einseitig, steril

**STERILE EO**



**MTW<sup>®</sup>**  
Endoskopie Manufaktur



MTW-Endoskopie W. Haag KG  
Goldsbergstr. 18, 46487 Wesel, Germany  
Tel: +49 2803 9120-0  
info@mtw-endoskopie.com  
www.mtw-endoskopie.com

**MD** Cleaning Brush for Endoscope


Model: GM-CB-A-0505-18-2300

**REF** CB-A-0505-18-2300

**LOT** CB25111302

**EN** 2025-11-13

**EXP** 2028-11-12



de | Reinigungsbürste für Endoskop  
fr | Brosse de Nettoyage pour Endoscope  
es | Cepillo de Limpieza para Endoscopio  
it | Spazzola di Pulizia per Endoscopio  
nl | Reinigingsborstel Voor Endoscoop  
no | Rengjøringsbørste for Endoskop  
pt | Escova de Limpeza Para Endoscópio



Cleaning Brush for Endoscope / Reinigungsbürste für Endoskop

**MTW<sup>®</sup>**  
Endoskopie Manufaktur

**REF** CB-A-0505-18-2300 **EXP** 2028-11-12 **LOT** CB25111302  
**UDI** (01) 0 6971890 56477 1 (17) 281112 (10) CB25111302

**MTW<sup>®</sup>**  
Endoskopie Manufaktur

Cleaning Brush for Endoscope / Reinigungsbürste für Endoskop  
**REF** CB-A-0505-18-2300 **EXP** 2028-11-12 **LOT** CB25111302  
**UDI** (01) 0 6971890 56477 1 (17) 281112 (10) CB25111302


**MTW<sup>®</sup>**  
Endoskopie Manufaktur

Cleaning Brush for Endoscope / Reinigungsbürste für Endoskop  
**REF** CB-A-0505-18-2300 **EXP** 2028-11-12 **LOT** CB25111302  
**UDI** (01) 0 6971890 56477 1 (17) 281112 (10) CB25111302

**MTW<sup>®</sup>**  
Endoskopie Manufaktur

Cleaning Brush for Endoscope / Reinigungsbürste für Endoskop  
**REF** CB-A-0505-18-2300 **EXP** 2028-11-12 **LOT** CB25111302  
**UDI** (01) 0 6971890 56477 1 (17) 281112 (10) CB25111302

**STERILE EO**



Bestell-Nr.	Artikel	Beschreibung	Durchmesser Bürste mm	Arbeitskanal mm	Durchmesser mm	Länge cm	VE
CB-A-0303-18-2300 x20	CB-A-0303-18-2300	doppelseitig	3,0	2,0-2,6	1,8	230	20
CB-A-0505-18-2300 x20	CB-A-0505-18-2300	doppelseitig	5,0	2,7-4,6	1,8	230	20
CB-D-03-18-2300 x20	CB-D-03-18-2300	einseitig	3,0	2,0-2,6	1,8	230	20
CB-D-05-18-2300 x20	CB-D-05-18-2300	einseitig	5,0	2,7-4,6	1,8	230	20

