



Papillotom


„Safe-Cut“, teilweise isolierter Schneidedraht





Proximal 3-lumiger Ansatz

Mit einem Drei-Lumen-Ansatz ist es möglich, bei liegendem Führungsdraht gleichzeitig Kontrastmittel zu applizieren.



Papillotom

„Safe-Cut“, teilweise isolierter Schneidedraht

Bestell-Nr.	Artikel	Besondere Merkmale	Feder- verstärkt	Für Führungsdraht inch	Schnittlänge mm	Ø mm	Länge cm	VE
99028141 x5	99028141	8 mm Führungsspitze	ja	0.035	30, teilisoliert	2,3 > 1,8	215	5

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten!

