


BRONCHOSKOPIE





PRODUKTE

Sprühkatheter	4
Spülsonde	5
Steinfänger „Mini-Catch-Set“	6
Biopsiezangen	7-10
Fangkorb für Fremdkörper, Nitinol	11
„Polyp-Catcher“, Fangnetz	11
Reinigungsbürste	12
Zytologiebürste	13
Injektionsnadel	14
Beissringe	15
EUS und EBUS-Punktionsnadeln	16-17
Ballon „Echo-Hood“	18
Endoskopschutz Bumper für Endoskope	18
Anhang	19




Mandrin entfernenbar

SPRÜHKATHETER

Mandrin entfernenbar

Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser mm	Länge cm	VE
99110101210 x5	99110101210	1,8	120	5




Mandrin entfernbar

SPÜLSONDE

Mandrin entfernbar

Bestell-Nr.	Artikel	Katheterspitze	Durchmesser mm	Länge cm	VE
99112000210 x10	99112000210 *)	ohne Metallkopf, Tubus ohne Ringkennzeichnung	1,8	120	10
99110120100 x10	99110120100	ohne Metallkopf, Tubus mit Ringkennzeichnung	1,6	120	10
99112100210 x5	99112100210	ohne Metallkopf, Tubus mit Ringkennzeichnung	1,8	120	5
99110130900 x10	99110130900	ohne Metallkopf, Tubus mit Ringkennzeichnung	2,3	120	10
99112101210 x5	99112101210	mit Metallkopf, Tubus mit Ringkennzeichnung	1,8	120	5
99113101210 x5	99113101210	mit Metallkopf, Tubus mit Ringkennzeichnung	2,3	120	5


*) mit LL-Ansatz ohne Mandrin



STEINFÄNGER „MINI-CATCH-SET“, NITINOL

4 Drähte, Steinfänger im ERCP-Katheter mit filiiformer Spitze,
mit Kontrastmittelansatz, **nicht** lithotripsiefähig


Bestell-Nr.	Artikel	Korbmaße expandiert mm		Körbchenform	Passender Führungsdraht für ERCP- Katheter inch	Durchmesser Steinfänger mm	Durchmesser ERCP-Katheter mm	Länge cm	VE
		Öffnungsbreite	Öffnungslänge						
9903121209	9903121209	15	30	gerade	0.035	1,0	2,3	200	1



BIOPSIEZANGE, OVALES LÖFFELMAUL

unbeschichtet, drehbar


Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser mm	Länge cm	VE
FB-A-N-18-1200 x10	FB-A-N-18-1200	1,8	120	10



BIOPSIEZANGE, OVALES LÖFFELMAUL, GEZAHNT

unbeschichtet, drehbar

Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser mm	Länge cm	VE
FB-C-N-18-1200 x10	FB-C-N-18-1200	1,8	120	10



BIOPSIEZANGE, OVALES LÖFFELMAUL

mit Fenster, beschichtet


Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser mm	Länge cm	VE
99066402811 x10	99066402811	1,8	120	10



BIOPSIEZANGE, GEZAHNTES OVALES LÖFFELMAUL

mit Fenster, beschichtet


Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser mm	Länge cm	VE
99064502831 x10	99064502831	2,3	120	10



FANGKORB FÜR FREMDKÖRPER, NITINOL

für die Bronchoskopie

Bestell-Nr.	Artikel	Korbmaße expandiert mm		Form des Korbes	Durchmesser mm	Länge cm	VE
		Öffnungsbreite	Öffnungslänge				
991103112302 x2	991103112302	15	25	gerade	1,8	120	2



„POLYP-CATCHER“, FANGNETZ

Bestell-Nr.	Artikel	Öffnungsweite Breite x Höhe in mm	Durchmesser mm	Länge cm	VE
990725180 x10	990725180	25 x 55	1,8	180	10




REINIGUNGSBÜRSTE, DOPPELSEITIG

Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser Bürste mm	Arbeitskanal mm	Durchmesser mm	Länge cm	VE
UN1063018 x50	UN1063018	3,0	1,8-2,6	1,6	180	50



ZYTOLOGIEBÜRSTE

Bestell-Nr.	Artikel	Durchmesser Bürste mm	Durchmesser mm	Länge cm	Name	VE
AS0372512 x5	AS0372512	2,5	1,75	120	Broncho-Set	5



INJEKTIONSNADEL

Click-Arretierung, punktgenaues Arbeiten

Bestell-Nr.	Artikel	Kanülen-Durchmesser mm	Nadellänge mm	Durchmesser mm	Länge cm	VE
ES2050518 x10	ES2050518	0,5	4	1,8	180	10



CKD-C1
Ø 22 mm
Beissring mit Kopfband



1001778
Ø 21,8 mm
Beissring mit Kopfband



CKD-A2
Ø 16 mm
Kinderbeissring

BEISSRINGE

latexfrei (Kunststoff Polypropylen, PP)

Bestell-Nr.	Artikel	Beschreibung	VE
CKD-C1 x50	CKD-C1	Beissring mit Sauerstoffeinlass, mit Kopfband	50
1001778 x100	1001778	Beissring mit Kopfband	100
CKD-A2 x25	CKD-A2	Kinderbeissring	25

FNB

Kronenschliff



Varianten:

- hochflexible
100% Nitinol Nadeln
- Edelstahl

FNA

Facettenschliff

knickstabiler
Mandrin



EUS UND EBUS-PUNKTIONSNADLEN

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EUS-FNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Nitinol)

EUS-FNA-Punktionsnadeln (Nitinol)

- **optimale Sicht der Kanüle** durch „Lochstruktur“ unterhalb der Nadelspitze
- knickstabiler Nitinol-Mandrin
- leichtgängiger, knickstabiler Kunststoff-Einführtubus
- hochflexible knickstabile Varianten: Edelstahl & **100% Nitinol** Nadeln

		Bestell-Nr. Artikel	Beschreibung	Schliff		Nadel Ø Gauge	Nadel Ø mm	Aussen Ø mm	Länge mm	VE
OLYMPUS FUJIFILM		UN-A-19-11-50-16-715	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		19	1,1	1,6	715	1
		UN-A-22-07-50-16-715	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		22	0,7	1,6	715	1
		UN-B-22-07-50-16-715	EBUS-TBNB, Edelstahl	Kronenschliff		22	0,7	1,6	715	1
		UN-C-19-11-50-16-715	EBUS-TBNA, Nitinol	Facettenschliff		19	1,1	1,6	715	1
		UN-C-22-07-50-16-715	EBUS-TBNA, Nitinol	Facettenschliff		22	0,7	1,6	715	1
PENTAX		UN-D-22-07-50-16-715	EBUS-TBNB, Nitinol	Kronenschliff		22	0,7	1,6	715	1
		UN-A-19-11-50-16-670	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		19	1,1	1,6	670	1
		UN-A-22-07-50-16-670	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		22	0,7	1,6	670	1
		UN-B-22-07-50-16-670	EBUS-TBNB, Edelstahl	Kronenschliff		22	0,7	1,6	670	1



BALLON "ECHO-HOOD"

für Ultraschall-Endoskopie, aus Latex

Bestell-Nr.	Artikel	Beschreibung	Besondere Merkmale	VE
AS3280000 x20	AS3280000	Typ Olympus, Bronchoskopie , 2 Öffnungen	für Ultraschall-Bronchoskopie	20



ENDOSKOPSCHUTZ BUMPER FÜR ENDOSKOPE

Bestell-Nr.	Artikel	Bezeichnung	VE
NLS/BUMPER-S x50	NLS/BUMPER-S	Endoskopschutz, blau , für Endoskope mit einem Durchmesser von 4-8 mm	50
NLS/BUMPER-M x200	NLS/BUMPER-M	Endoskopschutz, grün , für Endoskope mit einem Durchmesser von > 8 mm	200

Impressum

MTW-Endoskopie W. Haag KG
Goldsbergstraße 18, D-46487 Wesel
Tel +49 2803 9120-0
info@mtw-endoskopie.com
www.mtw-endoskopie.com

Projektleitung:
Luca Pangritz

Konzept, Grafik, Fotografie, Realisation:
Andreas Schmieding, Dipl. Designer
www.andreasschmieding.com

Vielen Dank allen Beteiligten.

Für alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte
behalten wir uns technische Änderungen und Bildabweichungen vor.

MTW-Endoskopie W. Haag KG

Goldsbergstraße 18 | D-46487 Wesel | Tel +49 2803 9120-0 | info@mtw-endoskopie.com | www.mtw-endoskopie.com

Reg.-Nr.: 2178/05.2026 DE