

EUS und EBUS-Punktionsnadeln

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)


EUS-FNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)


EBUS-TBNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EBUS-TBNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)

EUS-FNB-Punktionsnadeln (Nitinol)

EUS-FNA-Punktionsnadeln (Nitinol)





detaillierte Information

EUS und EBUS-Punktionsnadeln

- EUS-FNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)
- EUS-FNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)
- EBUS-TBNB-Punktionsnadeln (Edelstahl)
- EBUS-TBNA-Punktionsnadeln (Edelstahl)
- EUS-FNB-Punktionsnadeln (Nitinol)
- EUS-FNA-Punktionsnadeln (Nitinol)

- optimale Sicht der Kanüle durch „Lochstruktur“ unterhalb der Nadelspitze
- knickstabiler Nitinol-Mandrin
- leichtgängiger, knickstabiler Kunststoff-Einführtubus
- hochflexible knickstabile Varianten: Edelstahl & **100% Nitinol** Nadeln

		Bestell-Nr. Artikel	Beschreibung	Schliff		Nadel Ø Gauge	Nadel Ø mm	Aussen Ø mm	Länge mm	VE
OLYMPUS FUJIFILM PENTAX		UN-A-19-11-80-16-1375	FNA Edelstahl EUS	Facettenschliff		19	1,1	1,6	1375	1
		UN-A-22-07-80-16-1375	FNA Edelstahl EUS	Facettenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
		UN-B-22-07-80-16-1375	FNB Edelstahl EUS	Kronenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
		UN-B-22-07-80-22-1375	FNB Edelstahl EUS	Kronenschliff		22	0,7	2,2	1375	1
		UN-D-22-07-80-16-1375	FNB Nitinol EUS	Kronenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
		UN-C-22-07-80-16-1375	FNA Nitinol EUS	Facettenschliff		22	0,7	1,6	1375	1
		UN-D-22-07-80-22-1375	FNB Nitinol EUS	Kronenschliff		22	0,7	2,2	1375	1
OLYMPUS FUJIFILM		UN-A-19-11-50-16-715	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		19	1,1	1,6	715	1
		UN-A-22-07-50-16-715	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		22	0,7	1,6	715	1
		UN-B-22-07-50-16-715	EBUS-TBNB, Edelstahl	Kronenschliff		22	0,7	1,6	715	1
		UN-C-19-11-50-16-715	EBUS-TBNA, Nitinol	Facettenschliff		19	1,1	1,6	715	1
		UN-C-22-07-50-16-715	EBUS-TBNA, Nitinol	Facettenschliff		22	0,7	1,6	715	1
		UN-D-22-07-50-16-715	EBUS-TBNB, Nitinol	Kronenschliff		22	0,7	1,6	715	1
PENTAX		UN-A-22-07-50-16-670	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		22	0,7	1,6	670	1
		UN-A-19-11-50-16-670	EBUS-TBNA, Edelstahl	Facettenschliff		19	1,1	1,6	670	1
		UN-B-22-07-50-16-670	EBUS-TBNB, Edelstahl	Kronenschliff		22	0,7	1,6	670	1

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.

